

Rotadent[®]

CONTOUR




Fig. 1

Fig. 1

Place the brush tip to meet the gum line and tooth surface at a 90 degree angle.

Posicione la punta del cepillo en un ángulo de 90 grados respecto de la línea de las encías y la superficie del diente.

Placez la pointe de la brosse à la ligne des gencives et sur la surface des dents à un angle de 90 degrés.

Fig. 2

Brush each section of your mouth for 30 seconds. A pulse will indicate when it is time to move onto the next section. After the fourth pulse, you will have an additional 30 seconds before the unit turns off.

Cepille cada sección de la boca durante 30 segundos. Un impulso le indicará cuándo debe pasar a la siguiente sección. Después del cuarto impulso, tendrá 30 segundos más antes de que la unidad se apague.

Brossez chaque section de votre bouche pendant 30 secondes. Une impulsion indiquera quand il sera temps de passer à la section suivante. Après la quatrième impulsion, vous aurez 30 secondes de plus avant l'arrêt de l'appareil.

Fig. 2

MicroAccess Filaments 

Full 360° Rotation 

2.5 Minute Timer 

Clean and Gentle Modes 

4 Year Warranty 

REORDER INFO

Dental Professionals:
To order new Rotadents or Rotadent brush heads, call **1-800-4DENMAT** (1-800-433-6628) or visit www.denmat.com.

Consumers:

To re-order Rotadent brush heads, first contact your Dental Professional, or otherwise visit www.rotadent.com

Includes:

- (1) Powerbrush handle
- (1) One Hollow-Tip brush head
- (1) One Short-Tip brush head
- (1) Charger base with cord
- (1) Travel case



Rotadent[®]

CONTOUR

IMPORTANT

Charge your Rotadent for at least 24 hours prior to use.

This is crucial to the longevity of your Rotadent.

Use a gel-based toothpaste.

This will preserve the useful life of the microfilaments.

Register your product to activate your warranty.

You may register your product at www.rotadent.com



GET STARTED!

1. Charge the unit for 24 hours prior to first use.
2. Use gel-based toothpaste or mouthwash. Paste cleaners will decrease the life and effectiveness of the brush heads.
3. Hold the Rotadent Contour so that the brush tip meets your gum line and tooth surface at a 90 degree angle. (Fig. 1)
4. Cycle through clean and gentle modes by pushing the on/off button. Mode will be indicated by the light.
5. Some individuals may experience a mild tingling sensation, irritation or minor bleeding. If this continues after one week, please consult your dental professional.
6. To clean the brush head and handle, remove the brush head and rinse separately under warm water. Use a damp cloth to wipe down the handle.

For more detailed instructions, clinical references, warranty information and to register your product, visit www.rotadent.com/z_rotadent_how.

DANGER

In order to reduce the risk of electrocution:

- Do not plug the charger into an incorrect voltage source outlet. The Rotadent Contour has been designed to charge with a specific electrical voltage (120 volts @ 60Hz in the United States). Voltage converters and plug adapters do not guarantee voltage compatibility. Never force the plug into an outlet.
- Do not place or store the charger where it can fall into liquid.
- Do not place the charger in water or other liquid.
- Do not reach for a charger that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while in the bath or shower.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:

- Close supervision is necessary when this product is used by or on children or the disabled.
- Use this product only for its intended use as described in the online manual at www.rotadent.com/z_rotadent_how.
- Do not use attachments other than those provided by the manufacturer.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not drop the appliance.
- Do not insert any object into any opening of the appliance.
- Do not operate this product if it has been damaged, if it is not working properly, if it has been dropped into water or if the cord or plug is damaged.
- Do not allow your Rotadent Contour to come into contact with any household cleaning products or overspray from any cleaning products used in the area where your Rotadent Contour is stored.

PARA COMENZAR!

1. Cargue la unidad durante 24 horas antes de utilizarla por primera vez.
2. Utilice pasta dental en gel o enjuague bucal. Los limpiadores en pasta reducen la vida útil y la eficacia de los cabezales del cepillo.
3. Sujete el Rotadent Contour de manera que la punta del cepillo esté a un ángulo de 90 grados respecto de la línea de las encías y la superficie del diente. (Fig. 1)
4. Alterne los modos suave y de limpieza presionando el botón de encendido/apagado. La luz indicará el modo.
5. Es posible que algunas personas experimenten una sensación de suave cosquilleo, irritación o sangrado leve. Si esta condición no desaparece en una semana, consulte a su odontólogo.
6. Para limpiar el cabezal y el mango del cepillo, retire el cabezal del cepillo y enjuáguelo por separado, con agua tibia. Utilice un paño húmedo para limpiar el mango.

Para obtener instrucciones más detalladas, referencias clínicas, información sobre la garantía y para registrar su producto, visite www.rotadent.com/z_rotadent_how.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de electrocución:

- No enchufe el cargador en un tomacorriente de voltaje incorrecto. El Rotadent Contour ha sido diseñado para cargarse con un voltaje eléctrico específico (120 voltios a 60 Hz en los Estados Unidos). Los convertidores de voltaje y los adaptadores de enchufe no garantizan la compatibilidad de voltaje. Nunca inserte el enchufe a la fuerza en un tomacorriente.
- No coloque ni almacene el cargador en un lugar donde pueda caerse dentro de líquido.
- No coloque el cargador en agua ni en ningún otro líquido.
- Si el cargador se cae en el agua, no lo toque. Desenchúfelo de inmediato.
- No lo utilice dentro de la ducha ni en la bañera.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

- Cuando el producto es utilizado por o en niños o personas discapacitadas, su uso debe supervisarse de cerca.
- Utilice este producto exclusivamente para su uso previsto, conforme lo descrito en el manual en línea, en www.rotadent.com/z_rotadent_how.
- Utilice exclusivamente los accesorios proporcionados por el fabricante.
- Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- No deje caer el artefacto.
- No inserte ningún objeto en ningún orificio del artefacto.
- No opere el producto si ha sufrido algún daño, no funciona correctamente, se ha caído en el agua o si el cable o el enchufe están dañados.
- No permita que el Rotadent Contour entre en contacto con ningún producto de limpieza hogareño ni esté expuesto a la pulverización excesiva de ningún producto de limpieza utilizado en el área donde se almacena el Rotadent Contour.

POUR COMMENCER !

1. Chargez l'appareil pendant 24 heures avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Utilisez un dentifrice de type gel ou un rince-bouche. Les produits de type pâte diminueront la durée de vie et l'efficacité des têtes de brosse.
3. Tenez la Rotadent Contour de sorte que la pointe de la brosse soit à la ligne de vos gencives et sur la surface de la dent à un angle de 90 degrés. (Fig. 1)
4. Basculez entre les modes nettoyage et brossage doux en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le mode sera indiqué par le voyant.
5. Certaines personnes peuvent ressentir une légère sensation de picotement, d'irritation ou un petit saignement. Si cela continue après une semaine, veuillez consulter votre dentiste.
6. Pour nettoyer la poignée et la tête de brosse, retirez la tête de brosse et rincez séparément sous de l'eau chaude. Utilisez un chiffon humide pour essuyer la poignée.

Pour des instructions plus détaillées, des références cliniques, des informations de garantie et pour enregistrer votre produit, veuillez vous rendre sur www.rotadent.com/z_rotadent_how.

DANGER

Afin de réduire le risque d'électrocution :

- Ne branchez pas le chargeur à une prise de source de tension incorrecte. La Rotadent Contour a été conçue pour se charger à une tension électrique spécifique (120 volts à 60 Hz aux États-Unis). Les convertisseurs de tension et les adaptateurs de prises ne garantissent pas la compatibilité de tension. Ne forcez jamais la fiche dans une prise de courant.
- Ne placez ni ne rangez le chargeur en un endroit où il risque de tomber dans un liquide.
- Ne placez pas le chargeur dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne touchez pas le chargeur s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou la douche.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou sur des enfants ou des personnes handicapées.
- Utilisez ce produit uniquement pour son usage prévu, comme décrit dans le manuel en ligne, à www.rotadent.com/z_rotadent_how.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis par le fabricant.
- Gardez le cordon loin de surfaces chaudes.
- Ne laissez pas tomber l'appareil.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil s'il a été endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé dans l'eau ou si la fiche ou le cordon est endommagé.
- Ne laissez pas votre Rotadent Contour entrer en contact avec n'importe quels produits d'entretien ménager ou excès de pulvérisation de n'importe quels produits de nettoyage utilisés dans la zone où votre Rotadent Contour est stockée.